

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Reservado para el adhesivo de radicación SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 12-117515- -00001-0000 Fecha: 2012-07-27 16:59:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASC Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI Act 329 CTOINFORMACION Folios: 6
---	---

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite
☐ Error material
☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención
☐ Patente de Modelo de Utilidad
☐ Registro de Diseño Industrial
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante																					
Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒																					
BAXTER INTERNATIONAL INC. y BAXTER HEALTHCARE S.A.																					
Nombre o denominación / Nombre o razón social completa																					
Nombre representante legal																					
Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐																					
Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____																					
<table><tr><th>Nacionalidad/País de constitución</th><th>Dirección y domicilio del titular</th><th>Ciudad</th></tr><tr><td>Estados Unidos de América</td><td>One Baxter Parkway, Illinois,</td><td>Deerfield 60015</td></tr><tr><td>y</td><td>y</td><td>y</td></tr><tr><td>Suiza</td><td>Thurgauerstrasse 130,</td><td>Glattpark (Opfikon) CH-8152</td></tr><tr><td>Respectivamente</td><td>Respectivamente</td><td>Respectivamente</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td>clientes@cavelier.com</td><td>2 11 86 50</td><td>3 47 36 11</td></tr></table>	Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad	Estados Unidos de América	One Baxter Parkway, Illinois,	Deerfield 60015	y	y	y	Suiza	Thurgauerstrasse 130,	Glattpark (Opfikon) CH-8152	Respectivamente	Respectivamente	Respectivamente	Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico	clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad																			
Estados Unidos de América	One Baxter Parkway, Illinois,	Deerfield 60015																			
y	y	y																			
Suiza	Thurgauerstrasse 130,	Glattpark (Opfikon) CH-8152																			
Respectivamente	Respectivamente	Respectivamente																			
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico																			
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11																			

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3.

Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación

C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional

T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4.

Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 12.117.515

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Firma

Luiz Clemencia De Paez

Tarjeta Profesional 23.555

TP # 23.555 - 055

 SCTISDC\AF222183\WPC13936

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una esponja compuesta hemostática, que consta de una esponja porosa de una matriz de un biomaterial y un material que mejora la adherencia de la citada esponja al tejido aplicado, asociado establemente con por lo menos una superficie de la citada esponja, en donde el citado material está esencialmente libre de un componente formador de hidrogel.
2. La esponja de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el citado biomaterial se selecciona del grupo conformado por colágeno, gelatina, fibrina, un polisacárido, v.g. quitosana, y un derivado de los anteriores.
3. La esponja de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el citado material, que mejora la adherencia de la citada esponja al tejido aplicado, es una mezcla de dos pre-polímeros que consta de un primer componente entrecruzable y un segundo componente entrecruzable, que se entrecruza con el primer componente entrecruzable bajo condiciones que posibilitan la reacción, o un polímero pre-formado.
4. La esponja de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el citado primer y/o segundo componente entrecruzado contiene un derivado de polietilen glicol.
5. La esponja de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el citado material, que mejora la adherencia de la citada esponja al tejido aplicado, forma una capa continua o discontinua en por lo menos una superficie de la citada esponja.
6. La esponja de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 que tiene un espesor total de alrededor de 1 mm a alrededor de 2.5 mm.
7. La esponja de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 para uso en una cirugía invasiva mínima, v.g. para aplicación laparoscópica.

8. La esponja de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 en donde el material, que mejora la adherencia de la citada esponja al tejido aplicado, está presente en una concentración de 5 a 500 mg por cm^2 de biomaterial, preferiblemente entre 5 a 100 mg por cm^2 .

9. Un método de fabricar una esponja compuesta hemostática, método que comprende

- a) proveer una esponja porosa de una matriz de un biomaterial,
- b) proveer un material, que mejora la adherencia de la citada esponja al tejido aplicado, en la forma de una suspensión, una solución o polvo, en donde el citado material está esencialmente libre de un componente formador de hidrogel,
- c) contactar a) y b) de manera que el material de b) esté asociado establemente con por lo menos una superficie de la citada esponja, de modo que se obtenga una esponja compuesta hemostática, opcionalmente
- d) secar la esponja compuesta obtenida en el paso c), opcionalmente
- e) esterilizar la citada esponja compuesta obtenida en el paso c) o d).

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 0071406	
				Bogotá D.C., Julio 13 de 2012 - 13:11:36	
RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS				NI 860.041.367	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	446258680	13/07/2012	51.725.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. LINDITARIO	Vr. CONCEPTO	
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACION DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		120.000.00	120.000.00	
				\$120.000.00	
=====					
SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***					
Responsable: _____					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 12-117515- -00001-0000 Fecha: 2012-07-27 16:59:18 Dep. 2020 DIR NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 6					
0010: 13936-841-039-L Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240 Julio 13 de 2012 - 13:37:48					