

REIVINDICACIONES

1. Un método de administración de una proteína terapéutica cargada positivamente con una línea intravenosa periférica que comprende un filtro intravenoso en línea en el que el filtro se elige de un filtro B. Braun Perifix, un filtro de vida extendida Baxter
5 de 0,2 micras de alta presión, un Codan IV STAR Plus 5, un Pall Nanodyne ELD, una Pall Posidyne ELD, un RoweMed RoweFil de nylon 120 y un Terumo TF-SW231H.
2. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro B. Braun Perifix.
3. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro de vida extendida de
10 0,2 micras de alta presión de Baxter
4. El método de la reivindicación 3 en el que el conjunto de extensión del filtro de vida extendida de 0,2 micras de alta presión de Baxter es 2C8671o es un conjunto de extensión 2H5660.
5. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro Codan IV STAR Plus
15 5.
6. El método de la reivindicación 5 en el que el filtro Codan IV STAR Plus 5 es Codan 76.3402.
7. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro es un Pall Nanodyne ELD.
8. El método de la reivindicación 7 en el que el filtro Pall Nanodyne ELD es un Pall
20 Nanodyne ELD96LLCE.
9. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro Pall Posidyne ELD.
10. El método de la reivindicación 9 en el que el filtro Pall Posidyne ELD es un filtro Pall Posidyne ELD96LL, Pall Posidyne ELD96LLC o Pall Posidyne ELD96LYL.
11. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro RoweMed RoweFil de
25 Nylon 120.

12. El método de la reivindicación 11 en el que el filtro RoweMed RoweFil de Nylon 120 es un RoweMed AG A-2356.
13. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro TF-SW231H Terumo.
14. El método de la reivindicación 1, en el que la proteína terapéutica está presente en una bolsa de infusión que contiene dextrosa estéril o solución salina estéril.
15. El método de la reivindicación 1, en el que la línea de infusión y el filtro en línea se vacían con hasta aproximadamente 30 ml de la solución de proteína terapéutica de la bolsa intravenosa.
16. El método de la reivindicación 15, en el que la línea de infusión y el filtro en línea se vacían con hasta aproximadamente 20 ml de la solución de proteína terapéutica de la bolsa intravenosa.
17. El método de la reivindicación 16, en el que la línea de infusión y el filtro en línea se vacían con hasta aproximadamente 15 ml de la solución de proteína terapéutica de la bolsa intravenosa.
18. El método de la reivindicación 17, en el que la línea de infusión y el filtro en línea se vacían con hasta aproximadamente 10 ml de la solución de proteína terapéutica de la bolsa intravenosa.
19. El método de la reivindicación 1, en el que la proteína terapéutica cargado positivamente es relaxina H2.
20. Un método de preparación de un conjunto de infusión para la administración de una proteína terapéutica cargada positivamente con una línea intravenosa periférica que comprende un filtro intravenoso neutro o cargado positivamente en línea en el que el filtro se elige de un filtro B. Braun Perifix, un filtro de vida extendido Baxter de 0,2 micras de alta presión , un filtro Codan IV STAR Plus 5, un filtro Pall Nanodyne ELD, un filtro Pall Posidyne ELD, un filtro RoweMed RoweFil de nylon 120 y un filtro Terumo TF-SW231H.