

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un kit de partes que comprende:
 - a) una bolsa de infusión intravenosa llena con solución de serelaxina;
 - b) una línea intravenosa para administrar el fármaco en la bolsa de infusión de a);
 - c) un filtro para unir la línea intravenosa de b), en donde el filtro se selecciona entre: un filtro B. Braun Perifix, un filtro de vida extendida Baxter de 0,2 micras de alta presión, un Codan IV STAR Plus 5, un Pall Nanodyne ELD, una Pall Posidyne ELD, un RoweMed RoweFil de nylon 120 y un Terumo TF-SW231H.
2. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro B. Braun Perifix.
3. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro de vida extendida de 0,2 micras de alta presión de Baxter.
4. El kit de partes de la Reivindicación 3 en el que el conjunto de extensión del filtro de vida extendida de 0,2 micras de alta presión de Baxter es 2C8671o es un conjunto de extensión 2H5660.
5. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro Codan IV STAR Plus 5.
6. El kit de partes de la Reivindicación 5 en el que el filtro Codan IV STAR Plus 5 es Codan 76.3402.
7. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que el filtro es un Pall Nanodyne ELD.
8. El kit de partes de la Reivindicación 7 en el que el filtro Pall Nanodyne ELD es un Pall Nanodyne ELD96LLCE.

9. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro Pall Posidyne ELD.
10. El kit de partes de la Reivindicación 9 en el que el filtro Pall Posidyne ELD es un filtro Pall Posidyne ELD96LL, Pall Posidyne ELD96LLC o Pall Posidyne ELD96LYL.
11. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro RoweMed RoweFil de Nylon 120.
12. El kit de partes de la Reivindicación 11 en el que el filtro RoweMed RoweFil de Nylon 120 es un RoweMed AG A-2356.
13. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que el filtro es un filtro TF-SW231H Terumo.
14. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que la bolsa de infusión intravenosa llena con solución de serelaxina contiene dextrosa estéril o solución salina estéril.
15. El kit de partes de la Reivindicación 1, en el que la línea intravenosa y el filtro para unir la línea intravenosa se enjuagan con hasta aproximadamente 30 mL de la bolsa de infusión intravenosa llena con solución de serelaxina.
16. El kit de partes de la Reivindicación 15, en el que la línea intravenosa y el filtro para unir la línea intravenosa se enjuagan con hasta aproximadamente 20 mL de la bolsa de infusión intravenosa llena con solución de serelaxina.
17. El kit de partes de la Reivindicación 16, en el que la línea intravenosa y el filtro para unir la línea intravenosa se enjuagan con hasta aproximadamente 15 mL de la bolsa de infusión intravenosa llena con solución de serelaxina.

18. El kit de partes de la Reivindicación 17, en el que la línea intravenosa y el filtro para unir la línea intravenosa se enjuagan con hasta aproximadamente 10 mL de la bolsa de infusión intravenosa llena con solución de serelaxina.
