

REIVINDICACIONES

1. Método para recuperar quistes y ooquistes de protozoos en líquidos, **caracterizado porque** comprende las siguientes etapas:
 - a) Tomar entre 1 y 10 litros de líquido de interés;
 - b) Centrifugar a una velocidad entre 350g a 1300g;
 - c) Tomar una alícuota del concentrado entre 5 y 10 ml;
 - d) Adicionar 5 a 15 ml de solución de formol salino al 10% y de 1 a 5 ml de éter anhidro;
 - e) Agitar y centrifugar entre 100g a 250 g;
 - f) Descartar sobrenadante y tomar alícuota de precipitado;
 - g) Visualizar con anticuerpos específicos del protozoo por inmunofluorescencia o métodos de detección equivalentes;donde el método no requiere requiere filtración ni ultrafiltración de la muestra de interés.
2. El método para recuperar quistes y ooquistes de protozoos en líquidos de la reivindicación 1 **caracterizado porque** comprende un paso previo para el recipiente de recolecta donde se lava con solución tampón fosfato salino a pH 7,0 más Tween 80.
3. El método para recuperar quistes y ooquistes de protozoos en líquidos de la reivindicación 1 **caracterizado porque** se agita verticalmente de manera constante por un rango de 2-5 minutos.
4. El método para recuperar quistes y ooquistes de protozoos en líquidos de la reivindicación 3 **caracterizado porque** después de agitar se deja liberar el gas de la reacción.

5. Composición para recuperar quistes y ooquistes de protozoos en líquidos **caracterizada porque** comprende una solución de formol salino al 10% y 5 ml de dietiléter (C_2H_5)₂O.
6. Kit para recuperar quistes y ooquistes de protozoos en líquidos **caracterizado porque** comprende una composición de formalina salina al 10% con éter anhidro, y un instructivo para llevar a cabo el proceso.
7. Kit para recuperar quistes y ooquistes de protozoos en líquidos **caracterizado porque** comprende una composición de formalina salina al 10%, una composición de éter anhidro, y un instructivo para llevar a cabo el proceso.