

CAPITULO REIVINDICATORIO

REIVINDICACION No. 1

Dispositivo temporal para colostomías e ileostomías temporales o definitivas caracterizada por una (fig. 1.1 a 1.4) TAPA perforada milimétricamente de polipropileno de rosca fina milimétrica de paso de 1.25 milímetros con un diámetro externo variable en medidas de 45, 57 y 70 milímetros adaptable que se ajusta (fig. 3.1.1) al soporte de rosca fina milimétrico (fig. 3.1) de la cubierta de polipropileno base (fig. 3) de la barrera de colostomía proporcionando un cierre hermético, dentro de la cual se aloja (fig. 2.10) la ESPUMA de único uso separada de la base perforada por (fig. 2.6) una tela no tejida de fibra de algodón, (fig. 2.5) un filtro de papel de uso médico y (fig. 2.4) un filtro de carbón activado formando un solo elemento (fig. 2.10) separado por (fig. 2.7) una película adhesiva, (fig. 2.6) barrera de cierre que hace las veces de filtro, (fig. 2.2) hidrogel de uso médico, (fig. 2.1) papel siliconado cubierta del hidrogel de uso médico sobre (fig. 3.4) una película transparente de alta adherencia que se adhiere a la piel del paciente. **Ver Anexo1, 2 y 3.**

REIVINDICACION No. 2

Dispositivo temporal para colostomías e ileostomías temporales o definitivas de acuerdo con la Reivindicación No. 1, caracterizado porque la TAPA (fig. 1.1 a 1.4) aloja la ESPUMA (fig. 2.10) y forman un solo elemento novedoso que sustituye la bolsa de contenido de los dispositivos similares existentes en el estado de la técnica. **Ver Anexo 1 y 2.**

REIVINDICACION No. 3

Dispositivo temporal para colostomías e ileostomías temporales o definitivas de acuerdo con la Reivindicación No. 1, caracterizado porque las perforaciones milimétricas (fig. 1.4) de la TAPA (fig. 1.1 a 1.4) funcionan como respirador y la ESPUMA (fig. 2.10) como retenedor o colector de desechos que puede ser reemplazada a voluntad de los pacientes. **Ver Anexo 1 y 2.**

REIVINDICACION No. 4

Dispositivo temporal para colostomías e ileostomías temporales o definitivas de acuerdo con la Reivindicación No. 1, caracterizado porque la TAPA (fig. 1.1 a 1.4) que aloja la ESPUMA (fig. 2.10) acopla fácilmente en el soporte roscado (fig. 3.1) de la cubierta (fig. 3.) adherida a la piel del paciente. **Ver Anexo 1, 2 y 3.**

REIVINDICACION No. 5

Método para utilizar un dispositivo temporal para colostomías e ileostomías temporales o definitivas, que comprende: Alojarse la ESPUMA (fig. 2.10) de único uso dentro de la TAPA (fig. 1.1a 1.4), luego acoplarla en la cubierta de polipropileno (fig. 3) del soporte roscado (fig. 3.1) adherido a la piel del paciente. **Ver Anexo 1, 2 y 3.**