

Terapia Física REACT

• Profundidad: 10,16 cm a 8,89 cm (profundidad) • Manipulación de tejido profundo • Atrofia por desuso • 2 se utiliza para el calentamiento y la introducción al paciente • Comúnmente utilizado en la mayoría de los protocolos. 2Hz & 10 Hz	• Profundidad: 5,08cm (rango medio) • Manipulación de tejidos profundos y dolor • Se usa principalmente en posición prona para el psoas • También efectivo en la articulación AC/hombro 23Hz
• Profundidad: 3,175 cm (rango medio) • Manejo del dolor y ROM • Usado a través del cuerpo • Comúnmente utilizado en la mayoría de los protocolos. 34 Hz	• Profundidad: 1,905-2,54 cm (poco profundo) • Manejo del dolor y ROM • Usado a través del cuerpo • Nervios periféricos, a menudo utilizados en la zona lumbar y durante los espasmos 50 Hz

Tabla 1

El uso del aparato se completa más simplemente en tres etapas.

1. El paciente se acuesta en la plataforma y el estimulador magnético de nervios/músculos se ajusta y coloca debajo de la región muscular deseada.
2. La energía y Hz se ajustan a los niveles deseados
3. El grupo muscular se trata durante el tiempo deseado.

La presente invención incluye un aparato 10 para estimulación muscular que comprende una plataforma 20 con una superficie 22 superior y una superficie 24 inferior, un par de rieles 30 transversales están montados debajo de la superficie 24 inferior de la tabla 20 y una corredera 40 montado de manera