



No. 15-269760- -00006-0000

Fecha: 2016-04-01 08:49:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve. 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4

Santiago de Cali, abril 01 de 2016

Señores:

SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REF: RESPUESTA REQUERIMIENTO # 15-269760-4

La bolsa tipo pañal desechable está fabricada con tela multi-laminada y va con tres resortes que son utilizados en prendas que son muy comerciales, un resorte para la pata izquierda, otro para la pata derecha y otro más para la cola, los bordes también llevan ese mismo resorte para hacer un buen ajuste y así evitar que las heces fecales de la mascota, salgan por lo lados y el animal se unte.

De la tecnología anterior conocemos normalmente como nosotros los dueños de las mascotas tenemos que utilizar una palita para recoger heces o escoba, una bolsa en la mano para recogerla.

Javier Jaramillo
cc. 16782607

REIVINDICACIÓN

La bolsa tipo pañal desechable fue inventada para darle a los dueños de mascota una herramienta útil en esos casos donde deben trabajar y dejar a las mascotas solas en el apartamento. En otros casos sacar a las mascotas con la bolsa tipo pañal desechable a la calle a pasear tranquilamente ya que al momento de ellos defecar va a quedar encapsulado en dicha bolsa así mismo en centros comerciales y conjuntos cerrados, ya que la BOLSA TIPO PAÑAL DESECHABLE, permite soltar a la mascota libremente y ella regresara con sus heces encapsuladas, dándole tranquilidad a los vecinos de no dejar heces regadas y creando espacios más limpios y libres de contaminación.

La BOLSA TIPO PAÑAL DESECHABLE, en caso de que la mascota sea hembra, hay una bolsa especial algodónada que sirve para la orina y heces. Para perro viene solo para heces, ya que siempre el perro quiere marcar territorio y sería perjudicial para él, encapsular su orina.

La BOLSA TIPO PAÑAL DESECHABLE PARA PERROS, está fabricada en tela multi-laminada algodónada con resortes los lados para evitar que las heces se derramen y también impregnen a la mascota.

También se puede fabricar en tela Cambre o Quirúrgica que es también económica.

La bolsa va con tres resortes que ajustan en la pata derecha e izquierda y la cola resorte 3 va en bolsa 2 que coge resorte 1 y 4 junto con la U 5 la U 5 para se acomode bien en las colas al momento que se agachan a hacer la evacuación fecal la U5 se desliza hacia atrás para que las heces entren en la bolsa tipo pañal desechable.

Cuando esté llena simplemente se retira hacia abajo sacando el 3 4 y 1 a la basura, no van a quedar residuos de las heces en el piso, pasto o calle.

DESCRIPCIÓN DE FIGURAS:**FIGURA 1.**

Muestra la bolsa tipo pañal desechable, como queda por la parte de atrás del perro.

FIGURA 2.

Muestra la bolsa tipo pañal desechable de lado en el perro.


FIGURA 3.

Muestra la bolsa tipo pañal desechable abierta.

FGR 3₃



FGR 1



FGR 2

