

REIVINDICACIONES

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
1. Cápsula para evitar la infección de los catéteres CARACTERIZADA por un flujo antiséptico "en línea" con los catéteres vasculares; un cuerpo principal (10) que es un elemento que protege el líquido desinfectante y presenta una forma delgada y estriada que permite al usuario sujetarlo con firmeza, disminuyendo riesgo en su manipulación; un empaque de entrada (11) que es un elemento que aísla el líquido desinfectante (14) de entrada de agujas sin afectar la hermeticidad; un empaque de salida (12) que es un elemento que aísla el líquido desinfectante de salida de agujas sin afectar la hermeticidad; un cuerpo de ajuste (13) que es el elemento que permite el acople a la llave de tres vías, con material es transparente para verificar que la aguja ya salió del líquido de desinfección; y un líquido desinfectante (14) que puede ser tomado de alcohol u otros desinfectantes conocidos de Protección Microbiológica.
2. Cápsula para evitar la infección de los catéteres CARACTERIZADA porque tiene su proceso de ejecución que sigue los siguientes pasos:
- Verificación del cuerpo principal (15)
 - Instalación a presión de empaque de entrada (16)
 - Ubicación de empaque de salida (17)
 - Pegado con adhesivo del cuerpo de ajuste al cuerpo principal, este proceso posiciona de manera definitiva el empaque de salida (18).
 - Introducción del líquido desinfectante por medio de una aguja por el empaque de entrada. (19)