

Tabla 2. Epítomos Reconocidos por Anticuerpos Probados

mAb #	APLICACIÓN DE INMUNOCROMATOGRAFIA	EPITOPO LINEAL
271	Membrana, tira reactiva 1 (DENV serotipo 1) Nano partículas, tira reactiva 5 (pan – DENV)	DV3 NS1: MELKYSWKTWGLAKIVT (SEQ ID NO: 2) [BEI]
912	Nano partículas, tira reactiva 1 (DENV serotipo 1)	DV1 NS1 YGGPISQHNYR (SEQ ID NO: 33)
1	Membrana, tira reactiva 2 (DENV serotipo 2)	DV1 NS1: MIRPQPMEHKYSWKS (SEQ ID NO: 34) DV1 NS1: HKYSWKSWSGKAKIIG (SEQ ID NO: 35)
243	Nano partículas, tira reactiva 2 (DENV serotipo 2) Nano partículas, tira reactiva 5 (pan – DENV)	DV2 NS1: GGPVSQHNYR (SEQ ID NO: 36)
55	Membrana, tira reactiva 3 (DENV serotipo 3)	DV3 NS1: MELKYSWKTWGLAKIVT (SEQ ID NO: 2) [BEI] DV3 NS1: GVFTTNIWLKLREVYTQ (SEQ ID NO: 3) [BEI] DV3 NS1: VEDYGFGVFTTNIWLKL (SEQ ID NO: 4) [BEI] DV4 NS1: GFGMFTTNIWMKFREG (SEQ ID NO: 5) [BEI]
411	Nano partículas, tira reactiva 3 (DENV serotipo 3) Nano partículas, tira reactiva 5 (pan – DENV)	DV3 NS1: MELKYSWKTWGLAKIVT (SEQ ID NO: 2) [BEI] DV1 NS1: IWLKL RDSYTQMCDH (SEQ ID NO: 37)
55	Membrana, tira reactiva 4 (DENV serotipo 4)	DV3 NS1: MELKYSWKTWGLAKIVT (SEQ ID NO: 2) [BEI] DV3 NS1: GVFTTNIWLKLREVYTQ (SEQ ID NO: 3) [BEI] DV3 NS1: VEDYGFGVFTTNIWLKL (SEQ ID NO: 4) [BEI] DV4 NS1: GFGMFTTNIWMKFREG (SEQ ID NO: 5)
626	Membrana, tira reactiva 4 (DENV serotipo 4) Nano partículas, tira reactiva 5 (pan – DENV)	DV3 NS1: MELKYSWKTWGLAKIVT (SEQ ID NO: 2) [BEI] DV4 NS1: GFGMFTTNIWMKFREG (SEQ ID NO: 5)
323	Membrana, tira reactiva 5 (pan – DENV)	DV2.p15: TELKYSWKTWGKAKML (SEQ ID NO: 28) [BEI] DV3.p20: MELKYSWKTWGLAKIVT (SEQ ID NO: 2) [BEI] DV3.p29: GVFTTNIWLKLREVYTQ (SEQ ID NO: 1) [BEI] DV4.p20: PVNDLKYSWKTWGKAKI (SEQ ID NO: 1) [BEI]