

ESTUDIO NHP: PSMA X CD28 NO MUESTRA PRODUCCIÓN DE CITOCINAS O MARGINACIÓN DE CÉLULAS T EN COMPARACIÓN CON PSMA X CD3 Y EL SUPERAGONISTA DE CD28

La marginación de células T se observa tras la administración de PSMAxCD3 y el superagonista de CD28 pero no con bs16429D

Tratamiento (dosis mg/kg)

- PSMA x CD3 (0,1)
- bs16429D (1)
- ▲ bs16429D (10)
- ▼ CD28 SA (10)
- ⊙ bs16429D + PD1 (10+10)
- bs16431D + PD1 (10+10)
- × EGFRVIII (10)




FIGURA 13A