

Panel de ensayo de prevención mediada por anticuerpos

Virus	04_A06		VRC01	
	IC ₅₀ (µg/ml)	IC ₈₀ (µg/ml)	IC ₅₀ (µg/ml)	IC ₈₀ (µg/ml)
H704_0856_240_RE_pb001_s	0,053	0,211	0,524	1,320
V704_0372_250_RE_pb1b001_s	0,033	0,219	0,415	1,320
H704_0026_231_RE_pbsga001_s	0,059	0,266	0,460	1,300
H703_1383_240_RE_e5D3s	0,010	0,040	0,425	1,196
H703_0967_040s	0,020	0,060	0,323	1,109
H704_2541_080EsN	0,101	0,284	0,408	1,082
H703_1828_220Es	0,040	0,150	0,293	1,077
H704_2555_240_RE_con_s_vpuG	0,032	0,138	0,424	1,061
H704_1183_220EsN	0,031	0,126	0,453	1,057
H703_1714_080c	0,037	0,150	0,291	1,034
V703_1383_240_RE_pb1b003_s	0,010	0,020	0,311	1,002
H703_0805_770_RE_e10F8s	0,050	0,190	0,286	0,995
H704_2095_130_RE_cs	0,115	0,555	0,323	0,949
H704_0907_130sN	0,062	0,185	0,393	0,871
V704_0372_250_RE_pb1b002_s	0,021	0,119	0,326	0,868
H704_1429_090_eN2G	0,025	0,083	0,373	0,866
H703_1551_143s_2G8	0,020	0,070	0,265	0,823
H703_0805_770_RE_e10C9s	0,780	2,110	0,244	0,811
H704_2541_080_RE_p001s	0,052	0,184	0,353	0,800
H704_1429_090_eN1A	0,038	0,138	0,307	0,746
H704_2065_060_RE_p001s	0,039	0,310	0,233	0,714
H703_0578_130_RE_cs	0,050	0,200	0,209	0,693
H704_2065_060_RE_p002s	0,031	0,243	0,194	0,674
H704_2541_080_RE_p003s	0,019	0,058	0,213	0,611
H704_1775_030cN_SynGtoA_567	0,019	0,139	0,095	0,483
H704_1180_070EsN	0,010	0,075	0,152	0,462
V703_1104_100_RE_pb1b001_s	0,280	1,000	0,143	0,458
H704_1930_170_RE_c02s_1523G	0,027	0,126	0,119	0,452
H704_1180_070_RE_pb1b027_s	0,016	0,066	0,144	0,434
H703_0520_030Es	0,060	0,120	0,133	0,428
H704_2448_240_RE_cs	0,044	0,275	0,140	0,412
V703_2769_050_RE_pb1b002_s	0,050	0,180	0,118	0,410
H704_1930_170_RE_c01s_1523A	0,020	0,083	0,110	0,358
H704_2684_181_RE_p0001s	0,019	0,085	0,119	0,347
H704_1783_150_RE_cs	0,020	0,065	0,114	0,327
H704_2684_181_RE_pb1b006_s	0,015	0,068	0,093	0,317
H704_1535_030sN	0,121	0,331	0,118	0,304
H704_0944_180_RE_cs	0,008	0,037	0,069	0,278
V703_1298_080_RE_pb1b002_s	0,100	0,630	0,090	0,257
V703_3000_090_RE_pb1b001_s	0,010	0,020	0,069	0,249
H703_0514_150Es_A4_V02_028	0,010	0,040	0,037	0,142
V703_0458_260_RE_sga6H5_s	0,025	0,110	0,047	0,088
H704_0855_080_EsN	0,006	0,025	0,031	0,076
V703_1915_250_RE_sgaA3_s	0,090	0,310	0,021	0,073
Media geométrica IC _{50/80} de neutralizado (µg/ml)	0,084	0,287	0,839	1,907
Amplitud (%)	98	96	83	69

Figura 8 (continuación)